



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:58 10.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 191713;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСЗ 2012/12928 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02921258);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 02.11.2012;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 18.10.2025;
6. Период действия версии: с 18.10.2025;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями 1. Дыхательные контуры:
 - дыхательный контур анестезиологический реверсивного типа многоразового использования: взрослый, педиатрический (трубки силикон);
 - дыхательный контур анестезиологический реверсивного типа многоразового использования: взрослый, педиатрический (трубки Nytrell);
 - дыхательный контур анестезиологический реверсивного типа однократного использования: взрослый, педиатрический (трубки этиленвинилацетат);
 - дыхательный контур анестезиологический неререверсивного типа многоразового использования: взрослый, педиатрический, неонатальный (трубки силикон);
 - дыхательный контур анестезиологический неререверсивного типа многоразового использования: для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки Nytrell);
 - дыхательный контур анестезиологический неререверсивного типа однократного использования: для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат);
 - дыхательный контур многоразового использования обогреваемый с 1 линией нагрева: для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки силикон);

- дыхательный контур многоразового использования обогреваемый с 2 линиями нагрева: для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки силикон);
- дыхательный контур многоразового использования обогреваемый с 1 линией нагрева: для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки Hytrel);
- дыхательный контур многоразового использования обогреваемый с 2 линиями нагрева: для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки Hytrel);
- дыхательный контур многоразового использования необогреваемый для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки силикон);
- дыхательный контур многоразового использования необогреваемый для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки Hytrel);
- дыхательный контур однократного использования обогреваемый с 1 линией нагрева для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат);
- дыхательный контур однократного использования обогреваемый с 2 линиями нагрева для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат);
- дыхательный контур однократного использования обогреваемый 1 линией нагрева для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат);
- дыхательный контур однократного использования обогреваемый с 2 линиями нагрева для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат);
- дыхательный контур однократного использования необогреваемый для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат);
- дыхательный контур однократного использования необогреваемый для взрослых, педиатрический, неонатальный (трубки этиленвинилацетат).

2. Трубки дыхательного контура:

- трубки дыхательного контура многоразового использования силиконовые (гладкоствольные, армированные);
- трубки дыхательного контура многоразового использования (Hytrel) (гладкоствольные, армированные);
- трубки дыхательного контура однократного использования гофрированные (этиленвинилацетат);
- трубки дыхательного контура однократного использования (этиленвинилацетат);
- трубки дыхательного контура однократного использования (гладкоствольные, армированные), (этиленвинилацетат).

3. Гибкие соединители дыхательного контура:

- гибкие соединители дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой многоразового использования (силикон, Hytrel, этиленвинилацетат).

4. Влагосборники:

- влагосборник однократного использования (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол);
- влагосборник многоразового использования (полисульфон, поликарбонат).

5. Прямые адаптеры:

- прямой адаптер (полисульфон, K-Resin, полипропилен).

6. Угловые адаптеры:

- угловой адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен).

7. Y-образные адаптеры:

-Y-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен).

8. T-образные адаптеры:

- T-образный адаптер (полисульфон, акрилонитрилбутадиенстирол, полипропилен).

9. Мешок дыхательный (латекс).

10. Фильтры тепловлагообменные:

- фильтры тепловлагообменные угловой конфигурации: взрослые, педиатрические, взрослые/педиатрические;

- фильтры тепловлагообменные прямые: взрослые, взрослые/педиатрические, педиатрические.

11. Фильтрующие элементы:

- фильтрующие элементы для систем высокого потока, для систем санации/инсуффляции, НЕРА.

12. Маски:

- маска для неинвазивной вентиляции ороназальная взрослая, младенческая, детская;

- маска для неинвазивной вентиляции назальная взрослая, детская (малая, средняя, большая), младенческая.

13. Канюли носовые для неинвазивной вентиляции.

II. Принадлежности:

1. Тестовое лёгкое.

2. Шапочка для фиксации канюль.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИМЕД ПЛЮС";

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 194291, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛУНАЧАРСКОГО, Д.43, К.1ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 21-32;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 194291, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛУНАЧАРСКОГО, Д.43, К.1ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 21-32;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Great Group Medical Co., Ltd. (Грейт Груп Медикал Ко., Лтд);

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: №. 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: №. 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua

County 520, Taiwan;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Тайвань (Китай);

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.21.121;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких предназначены для доставки кондиционированной дыхательной смеси от аппарата к пациенту;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 275700;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: -, №. 168, Xingong 2nd Rd., Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
275700	Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких, с принадлежностями

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11