



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 08:29 11.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 193637;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03909708 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/03909708);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 08.12.2025;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 08.12.2025;
6. Период действия версии: с 08.12.2025;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Микроскоп операционный FreeVision 3DTM по ТУ 26.70.22-001-63816464-2025 Микроскоп операционный FreeVision 3DTM по ТУ 26.70.22-001-63816464-2025, в составе:
 1. Оптический модуль FreeVision 3DTM с интегрированной системой освещения для двухмерной 2D - трёхмерной 3D визуализации, с интегрированным блоком управления, переключателем включения – выключения и USB портом – 1 шт.
 2. Беспроводная педаль управления, марки herga – 1 шт., в составе:
 - 2.1. Беспроводная педаль управления, марки herga – 1 шт.
 - 2.2. Батарея типа крона 9В, марки ТРОФИ – 1 шт.
 3. Проводная педаль управления, марки herga – 1 шт.
 4. Кабель питания IEC C13 - CEE 7/7, марки DEXP – 1 шт.
 5. Пластиковые 3D очки – 10 шт.
 6. Набор для очистки оптических поверхностей, марки aceline – 1 шт., в составе:
 - 6.1. Спрей 100 мл – 1 шт.
 - 6.2. Салфетка из микрофибры 25x25 см – 1 шт.
 7. Набор ключей имбусовых, укороченных, марки STAYER – 1 шт., в составе:

- 7.1. Ключ 1,5 мм – 1 шт.
 - 7.2. Ключ 2 мм – 1 шт.
 - 7.3. Ключ 2,5 мм – 1 шт.
 - 7.4. Ключ 3 мм – 1 шт.
 - 7.5. Ключ 4 мм – 1 шт.
 - 7.6. Ключ 5 мм – 1 шт.
 - 7.7. Ключ 6 мм – 1 шт.
 - 7.8. Ключ 8 мм – 1 шт.
 - 7.9. Ключ 10 мм – 1 шт.
 8. Защитный чехол синий – 1 шт.
 9. Руководство по эксплуатации для потребителя – 1 шт.
 10. Стойка мобильная FreeVision 3DTM – 1 шт.
 11. Монитор 3D, 55 дюймов, модели 33 Tv55 – 1 шт.
 12. Кабель соединительный двунаправленный HDMI male, марки DEXP – 1 шт.
 13. Стойка Техно 3-50 (FIX MP50) – 1 шт., в составе:
 - 13.1. Основание 720x700 (MP50) – 1 шт.
 - 13.2. Плазмастенд 1700 – 1 шт.
 - 13.3. Кронштейн «Флажок» - 1 шт.
 - 13.4. Пэшка 400 – 2 шт.
 - 13.5. Голова 666 – 1 шт.
 - 13.6. Крышка стойки плазмастенда – 1 шт.
 - 13.7. Винт M4x8 DIN 912 – 6 шт.
 - 13.8. Винт M8x20 DIN 912 – 2 шт.
 - 13.9. Винт M8x45-28 DIN 912 – 2 шт.
 - 13.10. Винт M8x55 DIN 912 – 4 шт.
 - 13.11. Гайка M8 DIN 934 – 2 шт.
 - 13.12. Шайба 4 DIN 125 – 6 шт.
 - 13.13. Шайба 8 DIN 125 – 6 шт.
 - 13.14. Шайба 8,4 DIN 9021 – 2 шт.
 - 13.15. Заглушка 50x25 пластиковая – 4 шт.
 - 13.16. Колесо Ф50-02 (с тормозом) – 4 шт.
 14. Блок питания и управления, марки antenova – 1 шт. (при необходимости)
 15. Стойка стационарная распорная FreeVision 3DTM длиной от 2600 мм до 4000 мм с шагом 200 мм – 1 шт. (при необходимости)
 16. Стойка потолочная FreeVision 3DTM длиной от 1325 до 2725 мм с шагом 200 мм – 1 шт. (при необходимости)
9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;
10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОСТТЕХНОДЕНТ";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 107150, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, Д. 22, Э/П/КОМ/ОФ 2/V/10/3В;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 107150, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, Д. 22, Э/П/КОМ/ОФ 2/V/10/3В;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 26.70.22.150;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие предназначено для просмотра увеличенных внешних объектов в виде прямого изображения в процессе выполнения пользователем хирургической операции или диагностики. Изображение отображается на мониторе и может быть записано одновременно.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260240;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ПАО «КМЗ», Россия, 143403, Московская обл., р-н. Красногорский, г.Красногорск, ул.Речная, д.8;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
260240	Микроскоп операционный FreeVision 3DTM по ТУ 26.70.22-001-63816464-2025

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11