



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 декабря 2023 года № РЗН 2023/21705

На медицинское изделие

**Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые  
по ТУ ВУ 192255731.002-2021**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ИндигоМед"  
(ООО "ИндигоМед"), Республика Беларусь,  
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62, ком. 105**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "ИндигоМед"  
(ООО "ИндигоМед"), Республика Беларусь,  
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62, ком. 105**

Место производства медицинского изделия

**ООО "ИндигоМед", Республика Беларусь,  
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62, ком. 105**

Номер регистрационного досье № РД-58944/91129 от 10.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 18 декабря 2023 года № 9286  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0067993**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2023 года № РЗН 2023/21705

Лист 1

На медицинское изделие

**Индикаторы химические для контроля стерилизации одноразовые  
по ТУ ВУ 192255731.002-2021, в вариантах исполнения:**

1. Индикатор паровой стерилизации химический внутренний ИПВ (температурные и временные режимы паровой стерилизации 132/20; 134/4; 134/5; 134/7; 120/8; 120/12; 120/15; 120/45; 121/20; 121/25; 121/35; 121/60; 126/10; 126/30);  
- инструкция по применению - 1 шт.;  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.
2. Индикатор воздушной стерилизации химический внутренний ИВВ (температурные и временные режимы воздушной стерилизации 160/150; 180/60; 200/30);  
- инструкция по применению - 1 шт.;  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.
3. Индикатор паровой стерилизации химический наружный ИПН (температурные и временные режимы паровой стерилизации 32/20; 134/4; 134/5; 134/7; 120/8; 120/12; 120/15; 120/45; 121/20; 121/25; 121/35; 121/60; 126/10; 126/30);  
- инструкция по применению - 1 шт.;  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.
4. Индикатор воздушной стерилизации химический наружные ИВН (температурные и временные режимы воздушной стерилизации 160/150; 180/60; 200/30);  
- инструкция по применению - 1 шт.;  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.
5. Индикатор паровой стерилизации химический универсальный ИПУ (температурные и временные режимы паровой стерилизации 132/20; 134/4; 134/5; 134/7; 120/8; 120/12; 120/15; 120/45; 121/20; 121/25; 121/35; 121/60; 126/10; 126/30);  
- инструкция по применению - 1 шт.;  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.
6. Индикатор воздушной стерилизации химический универсальный ИВУ (температурные и временные режимы воздушной стерилизации 160/150; 180/60; 200/30);  
- инструкция по применению - 1 шт.;  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.
7. Индикатор паровой стерилизации химический многорежимный внутренний ИПМВ (температурные и временные режимы паровой стерилизации 132/20; 120/45; 126/30; 134/5; 121/20; 126/10)  
- инструкция по применению - 1 шт.  
- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0130695**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2023 года № РЗН 2023/21705

Лист 2

8. Индикатор паровой стерилизации химический многорежимный наружный ИПМН (температурные и временные режимы паровой стерилизации 132/20; 120/45; 126/30; 134/5; 121/20; 126/10);

- инструкция по применению - 1 шт.;

- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.

9. Индикатор паровой стерилизации химический многорежимный универсальный ИПМУ (температурные и временные режимы паровой стерилизации 132/20; 120/45; 126/30; 134/5; 121/20; 126/10);

- инструкция по применению - 1 шт.;

- журнал учета параметров работы стерилизаторов - 1 шт.

≡

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0130696