



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 08:33 11.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194597;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04075168 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04075168);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 25.12.2025;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 25.12.2025;
6. Период действия версии: с 25.12.2025;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024 Состав:
I. Модели:
 1. Простыня одноразовая нестерильная (50 - 180) x (50 - 400) см с шагом в 1см, РР или РР/РЕ или СL или СLL или VM8 или VM9, 20–74г/м², белая или голубая, 1шт./уп. или 5шт./уп. или 10шт./уп. или 25шт./уп. или 50шт./уп. или 100шт./уп.
 2. Салфетка одноразовая нестерильная (5 - 49) x (5 - 49) см с шагом в 0,5см, РР или РР/РЕ или СL или СLL или VM8 или VM9, 20-74г/м², белая или голубая, 1шт./уп. или 5шт./уп. или 10шт./уп. или 15шт./уп. или 20шт./уп. или 25шт./уп. или 50шт./уп. или 100шт./уп.
 3. Наматрасник одноразовый нестерильный (50 - 180) x (50 - 350) x (15-25) см с шагом в 1см, РР или РР/РЕ, 20-50г/м², белый или голубой, 1шт./уп. или 5шт./уп.
 4. Простыня одноразовая нестерильная в рулоне (50 - 180) x (100 - 100000) см с шагом в 1см, РР или РР/РЕ или СL или СLL или VM8 или VM9, 9–74г/м², белая или голубая, 1 рулон.
 5. Салфетка одноразовая нестерильная в рулоне (5 - 49) x (20 - 5000) см с шагом в 0,5см, РР или РР/РЕ или СL или СLL или VM8 или VM9, 9-74г/м², белая или голубая, 1 рулон.
 6. Простыня одноразовая нестерильная в рулоне с перфорацией (50 - 180) x (50 - 400) см с

шагом в 1см, PP или PP/PE или CL или CLL или VM8 или VM9, 9–74г/м², белая или голубая, 20-400шт., 1 рулон.

7. Салфетка одноразовая нестерильная в рулоне с перфорацией (5 - 49) x (5 - 49) см с шагом в 1см, PP или PP/PE или CL или CLL или VM8 или VM9, 9-74г/м², белая или голубая, 20-400шт., 1 рулон.

8. Наволочка одноразовая нестерильная (40 - 90) x (40 - 90) см с шагом в 5см, PP или PP/PE или CL, 20-50г/м², белая или голубая, 1шт./уп. или 5шт./уп. или 10шт./уп.

9. Пододеяльник одноразовый нестерильный (100 - 200) x (120 - 220) см с шагом в 5см, PP или CL, 20-50г/м², белый или голубой, 1шт./уп. или 5шт./уп. или 10шт./уп.

10. Салфетка одноразовая нестерильная в рулоне с перфорацией и центральной вытяжкой (15 - 40) x (20 - 40) см с шагом в 1см, CL, 40-50г/м², белая, 20-400шт., 1 рулон.

II. Инструкция по применению - 1 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЛГА МЕДИКАЛ";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 603116, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ МАРШАЛА КАЗАКОВА, Д. 3, ПОМЕЩ. П4;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 603116, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ МАРШАЛА КАЗАКОВА, Д. 3, ПОМЕЩ. П4;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством

здравоохранения Российской Федерации: 1;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначено для для покрытия пациента, медицинской мебели или оборудования, с целью предотвращения загрязнения/перекрестного заражения между пациентом и медицинским персоналом, при проведении лечебно-диагностических процедур, не требующих соблюдения стерильности/;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 324730; 252540; 280180;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: 1. ООО НПП «Волга Медикал», Российская Федерация, 606130, Нижегородская область, муниципальный округ Павловский, рабочий поселок Тумботино, улица Некрасова, дом 16В, помещение 3. 2. ООО НПП «Волга Медикал», Российская Федерация, 606130, Нижегородская область, муниципальный округ Павловский, рабочий поселок Тумботино, улица Жукова, дом 15.;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 10. Салфетка одноразовая нестерильная в рулоне с перфорацией и центральной вытяжкой (15-40)х(20-40) см с шагом в 1см, CL, 40-50г/м ² , белая.
280180	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 9. Пододеяльник одноразовый нестерильный (100-200)х(120-220)см с шагом в 5см, CL, 20-50г/м ² , голубой.
280180	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 9. Пододеяльник одноразовый нестерильный (100-200)х(120-220)см с шагом в 5см, PP, 20-50г/м ² , голубой.
280180	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 9. Пододеяльник одноразовый нестерильный (100-200)х(120-220)см с шагом в 5см, CL, 20-50г/м ² , белый.
280180	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 9. Пододеяльник одноразовый нестерильный (100-200)х(120-220)см с шагом в 5см, PP, 20-50г/м ² , белый.
252540	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 8. Наволочка одноразовая нестерильная (40-90)х(40-90) см с шагом в 5см, CL, 20-50г/м ² , голубая.
252540	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 8. Наволочка одноразовая нестерильная (40-90)х(40-90) см с шагом в 5см, PP/PE, 20-50г/м ² , голубая.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, CLL, 20–74г/м ² , голубая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, CL, 20–74г/м ² , голубая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, PP/PE, 20–74г/м ² , голубая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, PP, 20–74г/м ² , голубая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, VM9, 20–74г/м ² , белая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, VM8, 20–74г/м ² , белая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, CLL, 20–74г/м ² , белая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, CL, 20–74г/м ² , белая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, PP/PE, 20–74г/м ² , белая.
324730	Белье медицинское одноразовое нестерильное по ТУ 32.50.50-012-64985111-2024: I. Модели: 1. Простыня одноразовая нестерильная (50-180)х(50-400) см с шагом в 1см, PP, 20–74г/м ² , белая.

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

